



Pourquoi l'irrigation du côlon?

L'irrigation du côlon élimine les matières fécales solides ainsi que les substances résidant sur la paroi intestinale.

Au cours de l'irrigation le client peut se détendre dans une position couchée confortable.

Les deux gammes de machines HYDROMAT que nous vous proposons vous permettent de pratiquer vos soins en toute confiance et en toute sécurité....

Les différences ?...

Comparaison entre HYDROMAT COMFORT et HYDROMAT STANDARD

	Hydromat comfort	Hydromat standard
Facile à utiliser	x	x
Dernières conceptions	x	x
Durée des composants installés	x	x
Fabriqué en Allemagne	x	x
Ventilation automatique. Arrêt de l'eau en cas d'excès de gaz intestinaux	x	
Réglage automatique d'apports d'eau dans le côlon.	x	
Chromo-thérapie	x	
Trois couleurs de machine (argent, bleu, vert)		x
Sécurité de surpression (coupure automatique de l'eau)	x	x
Précision du réglage de débit d'eau	x	x
Indicateurs (thermomètre, compteur de débit d'eau, jauge de pression, indication de la pression dans le côlon)	x	x
Filtre à particules de l'eau	x	x
Système de désinfection intégré	x	x
Réservoir de désinfection intégré dans le cas	x	externe
En option: support chariot	x	x
Protection contre les brûlures	x	x
Facultatif: Possibilité de connexion avec Habamat		
Aquaclean pour empêcher le reflux de bactéries dans le tuyau d'eau douce (exigences de DVGW)	x	x
Connexion gauche ou droite	x	x
Fixation droite	x	x
Mesures	51 x 54,5 x 25 cm	49,5 x 48 x 25 cm
Connexion pour l'alimentation en oxygène	x	x
Formation proposée et DVD d'installation	x	x